

いつも、インシデント報告ありがとうございます

京大病院医療安全情報 ②1

車椅子搬送時は確認して下さい

☑ 点滴の残量は大丈夫？

☑ 輸液ポンプの設定と充電は大丈夫？

☑ 移動の時、**両方**のストッパーが止まっていますか？

☑ 酸素は開栓されている？残量は充分？

☑ 付属品が重くて車いすが後ろに倒れませんか？



インシデント報告に基づいた改善です

ご注意ください！



積貞棟の車いす



手すりが外れる介助用の車いす

上記の車椅子は比較的軽量設計されているので、後方に荷物を載せすぎると後転してしまう危険があります。実際、酸素ボンベと輸液ポンプ一台で後ろ向けに転倒してしまった事例がありました。



付属品が多い時は、点滴棒は別にして、可能な限り二人で搬送してください。

