

インシデント報告に基づいた「改善策」です

京大病院医療安全情報26 (続編)

【体重入力画面の改修のお知らせ】

先日の体重誤入力による薬剤過量投与未遂をうけ、
ケアフロー画面と患者プロフィール画面の連動を中止します

①患者プロフィール画面

②看護アセスメント画面

連動

切り離します

③ケアフロー画面

④ケアフロー一括入力

反映

入院日数		2012/12/07(金)					
1日目	2日目	体温	脈拍	呼吸	NBP	ABP	計測
41.0	180.0	80.0	180.0	180.0			
40.0	160.0	70.0	160.0	160.0			
39.0	140.0	60.0	140.0	140.0			
38.0	120.0	50.0	120.0	120.0			
37.0	100.0	40.0	100.0	100.0			
36.0	80.0	30.0	80.0	80.0			
35.0	60.0	20.0	60.0	60.0			
34.0	40.0	10.0	40.0	40.0			

病室	ベッド	モジュール	患者氏名	体温	脈拍	呼吸	NBP	ABP	計測		
							上	下	上	下	体重
	2		テスト 33								
	2		テスト 28								
	2		テスト 38								
207			テスト 50								
212	1		テスト 50								
298	K		テスト10番								

- ①②と③④は連動はさせず、切り離す（自動的に連動しないので、それぞれからの入力が必要になります）
- ①②同士は連動、④に入力すると③に反映される機能は従来通り

H25.1月10日(木)～の運用となります