

いつも、インシデント報告ありがとうございます

2012.12.27

# 京大病院医療安全情報27

**ベッドサイドモニタの架台ロックを  
忘れていませんか？ ロックは確実に！**

対象機器：日本光電BSM-2300シリーズ・BSM-6300シリーズ


## 【発生したインシデント】

ベッドサイドモニタの架台ロックをしていないと、ベッドサイドモニタが落下し怪我をする危険があります。

## 【原因】

ベッドサイドモニタ移動後、モニタ架台のロックを忘れてしまった。（確認していない）

ロックされている



ロックされていない

