

いつも、インシデント報告ありがとうございます

京大病院医療安全情報⑦

シリンジポンプの設定、大丈夫ですか？

＜シリンジポンプの事例集＞

- ①プレドニ、プレテックス更新時、クレンメ開放し忘れ1時間
- ②塩モヒ更新時、クレンメ開け忘れ1, 5時
- ③ヘパリン更新時、開始ボタン押し忘れ1時間
- ④イノバン中止時、投与ラインロックのため生食フラッシュしてしまい、一時的に血圧上昇、気分不快あり
- ⑤ヒューマリンR、1/hを3/hと流量設定間違い、眠前低血糖にてブドウ糖投与



クレンメの事象はアラームによって発見されていますが、いずれも微量での投与なのでアラームが鳴るまでに1時間は要します。その間にも患者さんが急変する危険性があります！

事例にもあるように、シリンジポンプで投与する薬剤は微調整が必要で、かつ、すぐに循環動態に影響する要注意薬ばかりです。
忘れた、間違った、が大きな有害事象につながってしまいます。



急いでいる時こそ、指差し呼称で確認してください！

